

SLEEPY France



LINGETTES DESINFECTANTES

- ANTIBACTERIAL
- ANTIMICROBIAL

SOLUTION D'IMPREGNATION :

- Parfumée sans alcool



Indication :

Lingettes désinfectantes dédiées aux mains et à la peau. A utiliser lorsqu'un besoin de désinfection rapide est nécessaire. Bactéricide et virucide. Inutile de rincer




CARACTERISTIQUES

- ✓ COMPOSITION : 25% VISCOSE (SPUNLACE42GSM/M2)
- ✓ TAILLE DE LA LINGETTE : 150 X 180MM
- ✓ POIDS DE LA LINGETTE A SEC : 1,20 G/PIECES+/-%10
- ✓ SOLUTION D'IMPREGNATION : 3,50 G/PIECES+/-%10

COMPOSITION :

Aqua, c12-15 pareth-12, phénoxyethanol, parfum, chlorure de benzalkonium, Acide benzoïque, Acide déhydroacétique, glycérine, Glutamate de tétra sodium diacétate. 25% viscon et 75% polyester.

SLEEPY France



MODE D'EMPLOI :

- *PRENDRE UNE LINGETTE ET BIEN REFERMER LE DEVIDOIR.*
- *APPLIQUER LA LINGETTE. RESPECTER LE TEMPS DE CONTACT SELON L'ACTIVITE RECHERCHEE.*
- *LAISSER SECHER. LE RINÇAGE EST INUTILE SAUF EN CAS DE CONTACT PROLONGE AVEC LA PEAU OU LES MUQUEUSES. BIEN REFERMER L'EMBALLAGE APRES CHAQUE OUVERTURE.*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : conserver à l'abri du soleil et conserver à température ambiante. Produit désinfection mains et visage, en contact ou non avec les denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENTS :

- ✓ 12 sachets de 100 lingettes

Réf 8681212069782

- ✓ 12 sachets de 70 lingettes.

Réf 8681212069775

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

LA SOLUTION D'IMPREGNATION EST :

BACTERIDE EN 1276, EN 13727+A2, EN1500
EN16615.

LEVURICIDE EN1275 (30 SEC), EN 1650+A1 (30 SEC)
EN13624 (30 SEC)

VIRUCIDE **EN 14476+A1 EN14476+A2**
ACTIVE SUR CORONAVIRUS (EN 30 SEC)
H1N1 (EN 60 SEC)

SOURCE : Rabi-Laboratoires LLC
3940 Grape Street Denver, CO 80207 USA