

SAV ECO ROSE

Lavage des mains

Lotion liquide pour le nettoyage des mains.
Elle apporte à l'utilisateur une excellente qualité nettoyante et adoucissante.
Agréablement parfumé. Conforme à la norme NF T 73-101.

Mode d'emploi

Prélever une noix de produit.
Se frotter les mains.
Rincer à l'eau claire.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L,
carton de 12 bidons de 500ml, carton de 12 bidons de
1L airless.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide rose
- pH : 5,2 - 6,2
- Densité : 1,04 - 1,06

Précautions

Éviter les projections oculaires.

Ingrédients

Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate,
Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl glucoside,
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, PPG-2 Methyl Ether,
parfum, Ci 4720.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.
Ce mélange ne présente pas de danger pour
l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement
n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.



A utiliser de préférence dans
les 24 mois après la date de fabrication
indiquée sur le numéro de lot.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33 (0)5.55.27.65.27
pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du
travail.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation
respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans
la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition
des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies
à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances
et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs
possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais
n'impliquent aucun engagement de notre part.

12-07-2022 Ind. 11



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
+33 (0)5 55 27 65 27 - Fabriqué en France - EMB : 19081

